

- Fasi acute
- Pace-maker
- Gravidanza
- Tumori
- Metallo intratessutale
- Epifisi fertili
- Infezioni
- Pazienti obesi
- Turbe della sensibilità termica
- Alterazioni circolatorie

Start

Controindicazioni

Test di terapia manuale per individuare la struttura e considerazione dei parametri antropomorfi e/o indagini strumentale.

Dove? (Δ)

Fase della patologia: Acuta, SubAcuta, Cronica.

Come? Con quale intensità?

**Severità della patologia: Severa: P>6/10 Non Severa P<6/10
Irritabilità: è facile che il dolore aumenti con il movimento e permanga a lungo.**

Si **Dolore?** **No**

Mettere in pausa

Il dolore passa?

Riposizionare paziente

Il pz alla seduta successiva si sente:

Potenza troppo alta?

Intensità troppo alta rispetto Severità, Irritabilità

Meglio

Uguale

Peggio

Abbassare la potenza verificando di raggiungere il Δ

Spostare il Δ in basso

Continuare così

Aumentare intensità

Intensità troppo alta

